

LIFEPAK CR2 除顫器

急救設備。
特別為輔助施救者設計。



一種直覺式的 公共場所除顫方法。

突發性心跳停止 (sudden cardiac arrest, SCA) 可能隨時隨地發生在任何人身上。立即急救非常重要。這就是設置供大眾使用的除顫器如此重要的原因，這些除顫器在有需要的急救的時候發揮最大的功用。而當緊急情況發生時，您需要好的設備。

請想像，在未來以更優良的設備帶來更佳的结果，並且搶救更多生命。LIFEPAK CR2 除顫器易於使用，可在 SCA 事件發生時減少不必要的延遲。





短時間內即可給予
第一次電擊。

使用 LIFEPAK CR2 除顫器，即使是只受過 BLS/
AED 訓練的使用者只需 2 個步驟即可快速開始救
生照護：

1

打開機器的蓋子，然
後使患者露出胸部。



2

拉開紅色手柄，然後
為患者貼上電極。



在患者昏倒後 3-5 分鐘內、或
在緊急救援服務人員到達之前，
若旁觀者提供 CPR 並使用 AED
進行電擊，可提升急救成功的
機率。

LIFEPAK CR2 去顫器

整合 CPR 搭配 AED 急救。

對於受過訓練的應變人員而言需要容易使用的 AED。

LIFEPAK CR2 除顫器則以簡單的圖解、語音指示和自動化功能幫助急救人員更好操作。

CPR 指導讓使用者有信心正確執行 CPR。當未偵測到 CPR 時，LIFEPAK CR2 會提示使用者開始 CPR，並使用節拍器設定有效速度。在復甦過程中，使用者會在聲音引導下進行成人心肺復甦；或者只需按一下按鈕，即可切換為兒童心肺復甦指導。

“菲康” 自動體外除顫器
衛部醫器輸字第034878號
科舉顧問股份有限公司





搶救生命為您提供良好的設備。

- 1-2** 分層設計，易於遵循的醒目圖解
- QUIK-STEP 電極**
直接從底座上撕下來使用，可更快並排貼上電極。
- 節拍器和 CPR 指導**
設定有效的速度，並以語音引導使用者施行按壓。
- ClearVoice 技術**
偵測背景噪音並調整音量，以提供清晰可辨的指示。
- 可供使用的最高能量**
最高可達 360 焦耳，Shock Advisory System 會判斷並視需要進行有效的電擊。
- 雙語**
使用本器材時，可在兩種預設語言之間進行切換 (選配)。
- LIFEPAK TOUGH**
IP55 等級，可用於嚴峻的環境。
- 8yr** 8 年保固
享有 8 年保固。
- 兒童模式**
兒童模式提供適合幼兒的較低能量等級，而無需更換電極。

直覺式的設計
縮短了操作的使用時間。



LIFEPAK CR2 幫助急救人員快速進行搶救。

- ☑ 這台 AED 易於使用。
- ☑ 很容易聽到提示。

規格

去顫器

波形：雙相截型指數型，對患者阻抗進行電壓和持續時間補償。

患者阻抗範圍：10 – 300 歐姆

能量準確度：

能量設定為 50 歐姆時為 10%。額定能量輸出設定為 25–175 歐姆時為 15%。

能量預設值：成人模式 150 焦耳、200 焦耳、300 焦耳、360 焦耳。
兒童模式 35 焦耳、50 焦耳、75 焦耳、90 焦耳

Shock Advisory System：ECG 分析系統，針對是否適合進行電擊進行判斷。

CPR 指導：適用於成人和 1 歲以上兒童的 CPR 指示，包括未偵測到 CPR 時的回饋、速率和深度指導、節拍器和手部擺位指示。

控制項

開蓋/開-關：控制裝置電源。

電擊按鈕，半自動：當使用者按下按鈕時提供能量。

電擊按鈕，全自動：提供電擊之前會閃爍，無需使用者介入。

兒童模式按鈕：允許操作者切換到兒童模式，以便降低電擊能量及取得適合兒童的 CPR 導引。

語言按鈕：允許操作者在主要語言和次要語言之間切換，多語言配置提供選配。

電流保護：根據 IEC 60601-1 的 BF 型病患連線，觸身零件—電極具有除顫防護功能。

等級：內部供電設備依據 IEC 60601-1 標準。

ClearVoice 技術：音量根據裝置周邊環境的噪音等級自動調整。

裝置狀態指示燈：表示系統準備就緒的視覺和聽覺指示器 (裝置、電極片和電池)。

環境

註：所定義的全部性能規格，均假設在操作此器材前已將其儲存於操作溫度中 (最短兩小時)。

操作溫度：0° 至 +50°C (+32° 至 +122°F)。

短期儲存環境溫度：-30° 至 +60°C (-22° 至 +140°F) 電池和電極，最長暴露時間限制為 1 週。

長期儲存環境溫度：一律將去顫器儲存在 15° 至 35°C (59° 至 95°F) 的建議溫度範圍內，電池與電極除外。

海拔高度：-382 至 4,572 公尺 (約-1,253 至 15,000 英尺)。

相對溼度：5 至 95% (非凝結)。

具有手柄，含電極和電池：

高度：9.7 公分 (約 3.8 英寸)
寬度：22.6 公分 (約 8.9 英寸)
深度：27.4 公分 (約 10.8 英寸)
重量：2.0 公斤 (約 4.4 磅)

配件

一次電池

類型：鋰二氧化錳 (Li/MnO₂)，12.0V，4.7 安培小時。

容量 (在 20°C 時)：將提供 166 次 200 焦耳電擊 (兩次電擊之間進行一分鐘 CPR) 或 103 次 360 焦耳電擊 (兩次電擊之間進行一分鐘 CPR) 或 800 分鐘的操作時間。

待機壽命：如果安裝在未使用的裝置中，新電池可為裝置供電 4 年。

更換電池指示：首次出現時，還有 6 次電擊和 30 分鐘的操作時間。

重量：0.3 公斤 (約 0.7 磅)。

電極片

電極片：成人和兒童患者皆可使用。

電極片包裝：使用者可直覺操作、可快速取用的電極。

電極片更換：每 4 年更換一次，或每位患者使用後更換。

資料儲存

記憶體類型：內部數位記憶體 (快閃 RAM)。

ECG 儲存：可為兩次患者發作儲存最少 60 分鐘的 ECG。

通訊

通訊：USB

LIFEPAK CR2 除顫器

加入我們，搶救更多生命。

我們正致力創造一個更好的未來，以更優良的設備有機會帶來更佳的结果，並搶救更多生命。當 SCA 發作時，您希望為您的員工、客戶、學生和大眾提供一個急救的機會。LIFEPAK CR2 除顫器值得信賴的緊急急救工具，為使用者提供有效因應 SCA 緊急情況所需的工具。

儘管不是每個人都能因此得救，但可以提升急救成功的機率。

如欲了解更多資訊，請與您當地的醫療器材商聯繫，或者造訪我們的網站：www.physio-control.com